
Calibrant Report - CR6+ -

Calib Lot #:1

Spiked 0.005 mg/L in Deionized Water



1 0.0010 0 0.0003 0.03 2 0.0131 0.025 0.0246 -1.60 3 0.0258 0.05 0.0501 0.20 4 0.0509 0.1 0.1005 0.50 5 0.0783 0.1563 0.1555 -0.51 6 0.1255 0.25 0.2503 0.12	Point	OD	Conc.	Recalc Conc	% Error
3 0.0258 0.05 0.0501 0.20 4 0.0509 0.1 0.1005 0.50 5 0.0783 0.1563 0.1555 -0.51	i	0.0010	0	0.0003	0.03
4 0.0509 0.1 0.1005 0.50 5 0.0783 0.1563 0.1555 -0.51	2	0.0131	0.025	0.0246	-1.60
5 0.0783 0.1563 0.1555 -0.51	3	0.0258	0.05	0.0501	0.20
	4	0.0509	0.1	0.1005	0.50
6 0.1255 0.25 0.2503 0.12	5	0.0783	0.1563	0.1555	-0.51
	6	0.1255	0.25	0.2503	0.12
					RBL

Conc.= +2.0081*Abso -0.0017 R2=1.0000

-0.0011 0